


Anti-Ccl28 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Nrj3

Número do item: CM0026974



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a quimiocina humana CCL28, validado para WB e ELISA. Detecta CCL28 humano, de camundongo e de rato; envolvido na quimiotaxia de células T e eosinófilos. Para uso em pesquisas de estudos de imunidade de mucosa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL28 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MEC; CCK1; SCYA28; CCL28
Espécie	Humano
GeneID	56477
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-127 do CCL28 humano (NP_683513.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRJ3
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco com gelo