

Anticorpo Policlonal Anti-Ccl2/Mcp-1 Para Wb E Elisa - P13500

Número do item: CM0024651



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CCL2/MCP-1 humano, validado para WB e ELISA. O alvo é um quimioatraente de monócitos envolvido na inflamação e aterosclerose. Ideal para pesquisa de quimiocinas e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL2/MCP-1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HC11; MCAF; MCP1; MCP-1; SCYA2; GDCF-2; SMC-CF; HSMCR30; CCL2/MCP-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6347
ID do Gene	6347
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-99 do CCL2/MCP-1 humano (NP_002973.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13500
Peso Proteico	11kDa
Envio	Saco de gelo