

Anticorpo Policlonal Anti-Ccl2/Mcp-1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13500

Número do item: CM0029133



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CCL2/MCP-1 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta níveis endógenos de CCL2/MCP-1 total com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre inflamação e aterosclerose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL2/MCP-1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HC11, MCAF, MCP1, MCP-1, SCYA2, GDCF-2, SMC-CF, HSMCR30, CCL2/MCP-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6347
GeneID	6347
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-99 do CCL2/MCP-1 humano (NP_002973.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13500
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco com gelo