

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccl3 (Mip-1-Alfa) Para Wb, Elisa - P10147

Número do item: CM0029669



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CCL3 humano (MIP-1-alfa, SCYA3) para WB e ELISA. Adequado para pesquisas sobre inflamação, quimiocinas e fator supressor do HIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MIP1A; SCYA3; G0S19-1; LD78ALPHA; MIP-1-alfa; CCL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6348
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-92 do CCL3 humano (NP_002974.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10147
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Saco de gelo