


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccl3 Para Wb, Elisa - P10147

Número do item: CM0029283



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CCL3 humano (MIP-1-alfa), validado para aplicações de Western blotting e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em inflamação e HIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MIP1A; SCYA3; G0S19-1; LD78ALPHA; MIP-1-alfa; CCL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6348
ID do Gene	6348
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 24-92 do CCL3 humano (NP_002974.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10147
Peso Proteico	10kDa
Envio	Saco de gelo