

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccl3L1 Para Wb, Elisa - P16619

Número do item: CM0029383

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a quimiocina 3 semelhante a 1 do motivo C-C humana (CCL3L1, SWISS P16619). Validado para WB e ELISA, adequado para estudos de quimiotaxia, inibição do HIV e doenças inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL3L1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LD78; 464.2; MIP1AP; SCYA3L; G0S19-2; SCYA3L1; D17S1718; LD78BETA; LD78-beta(1-70); CCL3L1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6349
ID do Gene	6349
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16619
Peso Molecular da Proteína	10kDa
Envio	Em saco de gelo