

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccl4 Para Wb, Elisa - P14097

Número do item: CM0021492

introdução

Anticorpo policlonal de coelho CCL4 (MIP-1-beta) validado para WB e ELISA em camundongo. Reconhece uma quimiocina secretada de 10 kDa envolvida em inflamação e quimiotaxia. Ideal para estudos de imunodeteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Act-2; Mip1b; Scya4; MIP-1B; AT744.1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6351
GeneID	20303
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-92 do CCL4 de camundongo (NP_038680.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P14097
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Saco de gelo