


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccl4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P13236

Número do item: CM0022145



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-CCL4 detecta CCL4 humano (MIP-1 β), uma quimiocina envolvida na inflamação e na supressão do HIV. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisas em imunologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CCL4 Rabbit pAb
Observações/Aliança	ACT2; G-26; HC21; LAG1; LAG-1; MIP1B; SCYA2; SCYA4; MIP1B1; AT744.1; MIP-1-beta; CCL4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6351
GeneID	6351
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-92 do CCL4 humano (NP_002975.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P13236
Peso da proteína	10 kDa
Envio	Bolsa de gelo