

Anticorpo Monoclonal Anti-Ccl4/Mip-1 Beta Para Wb, If/Icc, Elisa - P14097

Número do item: CM0005212

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CCL4/MIP-1 beta de rato (P14097). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de inflamação e desenvolvimento de ensaio IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL4/MIP-1 beta Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	Act-2; Mip1b; Scya4; MIP-1B; AT744.1
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	6351
GeneID	20303
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P14097
Peso da Proteína	10 kDa
Envio	Saco de gelo