

Anticorpo Policlonal Anti-Ccl5 Para Wb, Elisa - P50231

Número do item: CM0020509

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CCL5 de rato (quimiocina 5 de motivo C-C, RANTES). Validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa de sinalização de quimiocinas e resposta inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL5 Coelho pAb
Observações/Apêndice	Quimiocina 5 de motivo C-C
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	6352
ID do Gene	81780
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-52 do CCL5 de rato (AAA96499.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P50231
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Saco de Gelo