

Anticorpo Policlonais Anti-Ccl5/Rantes Para Wb, If-P, Elisa - P13501

Número do item: CM0016605



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CCL5/RANTES humana, validado para WB, IF-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa de quimiocinas e estudos de inibição do HIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL5/RANTES Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SISd; eoCP; SCYA5; RANTES; TCP228; D17S136E; SIS-delta; CCL5/RANTES
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6352
GeneID	6352
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-91 da CCL5/RANTES humana (NP_002976.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13501
Peso da Proteína	10kDa
Transporte	Saco de gelo