

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccl5/Rantes Para Wb, Elisa - P13501

Número do item: CM0026521



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana CCL5/RANTES para aplicações em WB e ELISA. Validado com imunógeno recombinante (aa 1-91). Use para pesquisa de quimiocinas, HIV e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL5/RANTES pAb de Coelho
Observações/Apelido	SISd; eoCP; SCYA5; RANTES; TCP228; D17S136E; SIS-delta; CCL5/RANTES
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6352
GeneID	6352
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-91 do CCL5/RANTES humano (NP_002976.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13501
Peso Proteico	10kDa
Envio	Saco de Gelo