


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccl8 Para Ihc-P E Elisa - P80075

Número do item: CM0029436



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CCL8 humano (MCP-2), adequado para IHC-P e ELISA. Detecta CCL8 humano e de camundongo, uma quimiocina de 11 kDa envolvida na quimiotaxia de monócitos e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HC14; MCP2; MCP-2; SCYA8; SCYA10; CCL8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6355
GeneID	6355
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-99 do CCL8 humano (NP_005614.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P80075
Peso Proteico	11kDa
Transporte	Saco de Gelo