


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Ccl8/Mcp-2 Para Western Blot - P80075

Número do item: CM0021107



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao CCL8/MCP-2 humano, adequado para Western blot. Detecta a citocina quimiotática de 11 kDa que atrai monócitos, linfócitos e eosinófilos. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL8/MCP-2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CCL8; HC14; MCP-2; MCP2; SCYA10; SCYA8; Quimiocina 8 do motivo C-C; CCL8/MCP-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6355
GeneID	6355
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-99 do CCL8/MCP-2 humano (NP_005614.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P80075
Peso Molecular da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo