


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Ccr2 Para Wb E Elisa - P41597

Número do item: CM0027430



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-CCR2 validado para WB e ELISA, reativo com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de quimiocinas, migração de monócitos e doenças inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCR2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CCR2; CCR-2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R; CC-CKR-2; CCR2
Espécie	Humano
GeneID	729230
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 150-250 do CCR2 humano (NP_001116513.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P41597
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo