

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccr3 (Ckr3/Cd193) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51677

Número do item: CM0020237



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CCR3 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com CCR3 humano, de rato e camundongo. Imunógeno recombinante; detecta banda de ~41kDa. Ideal para estudos de receptores de quimiocinas em imunologia e pesquisa de doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCR3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CCR3; CD193; CCR 3; CMKBR3; C C CCR3; CC-CCR-3; CCR3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1232
GeneID	1232
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência dentro dos aminoácidos 146-226 do CCR3 humano (NP_001828.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51677
Peso Proteico	41kDa
Transporte	Saco de gelo