

Anticorpo Policlonal Anti-Ccr5 (Coelho) Para If-P E Elisa - P51681

Número do item: CM0022605



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CCR5 humano, adequado para imunofluorescência e ELISA. Detecta CCR5 de camundongo. Apoia pesquisas sobre inflamação, migração de células imunes e entrada do HIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CCR5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CCR5; CCR-5; CD195; CKR-5; CCCKR5; CMKBR5; IDDM22; CC-CKR-5; CCR5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1234
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CCR5 humano (NP_000570.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P51681
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco com gelo