

Anticorpo Policlonal Anti-Ccr6 Para Wb E Elisa - P51684

Número do item: CM0022718



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o CCR6 humano (receptor de quimiocinas C-C tipo 6). Validado para Western blot e ELISA. Ideal para investigar quimiotaxia de células imunes, inflamação e imunidade mucosal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra CCR6
Observações/alias	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6; CCR6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1235
GeneID	1235
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 300 e o C-terminal do CCR6 humano (NP_004358.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P51684
Peso da proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo