

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ccr6/Cd196 (Fc, Elisa) - O54689

Número do item: CM0005624

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CCR6/CD196 de camundongo, para citometria de fluxo e ELISA. Ideal para pesquisas sobre sinalização de receptores de quimiocinas, tráfego de linfócitos T e imunidade mucosa em modelos de doenças inflamatórias e autoimunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCR6/CD196 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	CCR-6; KY411; Cmkbr6; CC-CKR-6
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	1235
ID do Gene	12458
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-38 do CCR6/CD196 de camundongo (NP_033965.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O54689
Peso Proteico	42kDa
Envio	Bolsa de gelo