


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ccr7 Para Wb, Elisa - P32248

Número do item: CM0002336



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CCR7 (CD197) de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com CCR7 humano, de camundongo e rato, um receptor de quimioquinas fundamental para a migração de linfócitos. Ideal para pesquisa em imunologia e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCR7 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CCR-7; CCR7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1236
GeneID	1236
Imunógeno	Peptídeo Sintético. Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CCR7 humano (P32248).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32248
Peso Molecular da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo