

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ccr8 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51685

Número do item: CM0005249



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CCR8 humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reatividade cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa de receptores de quimiocinas em estudos de imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCR8 mAb de Coelho
Observações/Alias	CY6; TER1; CCR-8; CKRL1; CDw198; CMKBR8; GPRCY6; CMKBRL2; CC-CCR-8; CCR8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1237
GeneID	1237
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 250-355 do CCR8 humano (P51685).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P51685
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo