


Anti-Ccr9 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - P51686

Número do item: CM0010037



introdução

Anti-CCR9 Anticorpo Monoclonal de Coelho validado para WB e ELISA. Reage com CCR9 humano, de camundongo e de rato (42kDa). Adequado para estudos de receptor de quimiocina e co-receptor do HIV-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCR9 mAb de Coelho
Observações/Apelido	GPR28; CDw199; GPR-9-6; CC-CKR-9; CCR9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10803
ID do Gene	10803
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CCR9 humano (NP_112477.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51686
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo