


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Ccr9 Para Wb, Elisa - P51686

Número do item: CM0013353



introdução

Este anticorpo policlonar de coelho tem como alvo o receptor 9 de quimiocina do tipo C (CCR9), um mediador chave do tráfego de células imunes. Validado para WB e ELISA, ele reconhece CCR9 humano, de camundongo e de rato, sendo adequado para estudos de imunologia e HIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCR9 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GPR28; CDw199; GPR-9-6; CC-CKR-9; CCR9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10803
ID do Gene	10803
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 300-369 do CCR9 humano (NP_112477.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51686
Peso Proteico	42kDa
Envio	Bolsa de gelo