


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Ccs Para Wb E Elisa - O14618

Número do item: CM0025079



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CCS humana (chaperona de cobre para superóxido dismutase), adequado para Western blot e ELISA. Imunógeno recombinante correspondente aos aminoácidos 1-274. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCS Rabbit pAb
Observações/Apelido	CCS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9973
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-274 da CCS humana (NP_005116.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14618
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo