


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cct3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49368

Número do item: CM0029026



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CCT3 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta CCT3 humano, de rato e camundongo, uma subunidade chaperonina TRiC envolvida na dobra de actina, tubulina e ciliogênese. Ideal para pesquisa de chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CCT3
Observações/Apelido	CCTG; PIG48; TRIC5; CCT-gama; TCP-1-gama; CCT3
Espécie	Humano
ID do Gene	7203 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do CCT3 humano (NP_005989.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49368
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de Gelo