


Anticorpo Policlonal Anti-Cct4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P50991

Número do item: CM0027398



introdução

O CCT4 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC e ELISA, que tem como alvo a CCT4 humana com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudar a função da chaperonina no dobramento de proteínas, manutenção de telômeros e ciliogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCT4 Rabbit pAb
Observações/Alias	SRB; Cctd; CCT-DELTA; CCT4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10575
GeneID	10575
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-390 da CCT4 humana (NP_006421.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50991
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo