


Anticorpo Policlonal Anti-Cct5 Para Wb, Elisa - P48643

Número do item: CM0026245



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CCT5 validado para aplicações de Western blot e ELISA. Reconhece CCT5 humano, de camundongo e de rato, um componente chave do complexo chaperonina TRiC que auxilia na dobra de actina e tubulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCT5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CCTE; HEL-S-69; PNAS-102; CCT-epsilon; TCP-1-epsilon; CCT5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22948
GeneID	22948
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do CCT5 humano (NP_036205.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48643
Peso Proteico	60kDa
Envio	