


Anticorpo Policlonal Anti-Cct6A Para Wb, Elisa - P40227

Número do item: CM0026883



introdução

O CCT6A Rabbit pAb (P40227) é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA. Ele detecta CCT6A humano, de rato e camundongo, uma subunidade chaperonina TRiC que auxilia no dobramento de actina e tubulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCT6A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CCT6; Cctz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTC20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta; CCT6A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	908
GeneID	908
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-250 do CCT6A humano (NP_001753.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40227
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de gelo