


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cct6A Para Wb E Elisa - P40227

Número do item: CM0021110



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CCT6A validado para Western blot e ELISA. Reconhece a CCT6A humana e de rato, uma subunidade de chaperonina envolvida no dobramento de actina e tubulina. Adequado para pesquisas sobre proteostase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	CCT6A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CCT6; Cctz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTCP20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	908
ID do gene	908
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 80-250 da CCT6A humana (NP_001753.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	P40227
Peso da proteína	58 kDa
Envio	Bolsa de gelo