

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cct6B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92526

Número do item: CM0014398

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CCT6B humano, validado para Western Blot, Imunofluorescência e ELISA. Detecta níveis endógenos em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de complexos chaperonina e proteínas específicas do testículo.

[Saiba mais](#)

Especificação	Valor
Nome do Produto	CCT6B Rabbit pAb
Observações/Apelido	Cctz2; CCTZ-2; TSA303; CCT-zeta-2; TCP-1-zeta-2; CCT6B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10693
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-340 do CCT6B humano (NP_006575.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92526
Peso Proteico	58kDa
Remessa	Saco de Gelo