


Anticorpo Policlonais Anti-Cct7 Para Wb, Elisa - Q99832

Número do item: CM0016261



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CCT7 humano (CCT-eta, subunidade eta TCP1), validado para Western blot e ELISA. Detecta níveis endógenos em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudos de chaperonina e dobramento de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCT7 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CCTH; CCTETA; NIP7-1; TCP1ETA; CCT7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10574
GeneID	10574
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310-500 do CCT7 humano (NP_006420.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99832
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo