


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cct8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P50990

Número do item: CM0026868



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CCT8 validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com CCT8 humano, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa de dobramento de proteínas, biologia de telômeros e cílios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCT8 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Cctq; PRED71; D21S246; C21orf112; CCT8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10694
GeneID	10694
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 248-497 da CCT8 humana (NP_001269837.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50990
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo