

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd10 () Para Citometria De Fluxo - P08473

Número do item: CM0008358



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD10 humano (Neprilisina/CALLA). Validado para citometria de fluxo, permitindo a detecção de malignidades hematopoiéticas e subconjuntos linfoides normais. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa sobre leucemias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD10 Humano
Observações/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4311
ID do Gene	4311
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-750 do CD10 humano (NP_000893.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08473
Peso da Proteína	86 kDa
Envio	Bolsa de gelo