

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd10 Para Wb, Fc, Elisa - Q61391

Número do item: CM0005457



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para CD10 (Neprilisina) de camundongo, validado em WB, FC, ELISA. Apoia o desenvolvimento de diagnósticos e pesquisas sobre metabolismo de peptídeos e remodelação cutânea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD10 mAb de Coelho
Observações/Apelido	Mme
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4311
GeneID	17380
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-750 do CD10 de camundongo (NP_032630.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61391
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Bolsa de gelo