

Anticorpo Policlonal Anti-Cd101 Para Wb, Elisa - Q93033

Número do item: CM0022951

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o CD101 humano (Membro 2 da superfamília da imunoglobulina), validado para Western blot e ELISA. Útil para investigar a inibição da proliferação de células T e pesquisas com células tumorais leucêmicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD101 Rabbit pAb
Observações/Alias	V7; IGSF2; EWI-101; CD101
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9398
GeneID	9398
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-410 do CD101 humano (NP_004249.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q93033
Peso Proteico	115kDa
Envio	Em saco de gelo