

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd101 Para Wb E Elisa - Q93033

Número do item: CM0004315

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD101 humano (V7, IGSF2, EWI-101) para Western blot e ELISA. Inibe a proliferação de células T; marcador leucêmico. Imunogénio: proteína recombinante. Swiss-Prot Q93033.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD101 Rabbit mAb
Observações/Pseudônimo	V7; IGSF2; EWI-101; CD101
Espécie	Humano
ID do Gene	9398
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-410 do CD101 humano. (NP_004249.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q93033
Peso Proteico	115kDa
Envio	Saco de gelo