

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd101/Igsf2 Para If/Icc E Citometria De Fluxo - Q93033

Número do item: CM0008803

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o CD101 (IGSF2, V7, EWI-101) humano. Validado para IF/ICC e citometria de fluxo. Detecta uma glicoproteína de membrana de ~115 kDa; adequado para pesquisas de inibição de células T e marcadores leêmicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD101/IGSF2 mAb
Observações/Apelidos	V7; IGSF2; EWI-101
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9398
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-410 do CD101/IGSF2 humano (NP_004249.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q93033
Peso Proteico	115kDa
Transporte	Bolsa de gelo