

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd101/Igsf2 Para Elisa, Wb, If/Icc, Fc - Q93033

Número do item: CM0007418

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD101/IGSF2 humano (V7, EWI-101). Validado para ELISA, WB, IF/ICC, FC. Apresenta reação cruzada com camundongo. Adequado para pesquisas sobre proliferação de células T e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra CD101/IGSF2
Observações/Apelido	V7; IGSF2; EWI-101
Espécie	Humano
GeneID	9398 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-410 de CD101/IGSF2 humano (NP_004249.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	ELISA, WB, IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q93033
Peso da Proteína	115 kDa
Envio	Bolsa de gelo