

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd102 Para Wb, Elisa - P35330

Número do item: CM0019126



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD102 de camundongo (ICAM-2). Validado para Western blot e ELISA. Reage com camundongo e rato. O alvo é uma molécula de adesão celular envolvida na migração de leucócitos e nas respostas imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD102 pAb de coelho
Observações/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3384
GeneID (Camundongo)	15896
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-222 do CD102 de camundongo (NP_034624.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P35330
Peso da proteína	31 kDa
Envio	Bolsa de gelo