


Anti-Cd102 Rabbit Polymab® Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13598

Número do item: CM0007246



introdução

CD102 Rabbit PolymAb® adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece ICAM2 humano, de rato e de camundongo, uma molécula de adesão celular de 30 kDa importante para a resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CD102 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	CD102
Espécie	Humano/Camundongo
GeneID (Humano)	3384
GeneID	3384/15896
Imunógeno	Proteína recombinante de CD102 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13598
Peso da Proteína	30KDa
Envio	Saco com gelo