

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd103 Para Wb, Elisa - Q60677

Número do item: CM0023887

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CD103 de camundongo (integrina alfa-E, alfa M290). Adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com camundongo. Útil para pesquisa de adesão celular e imunidade mucosa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | CD103 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Observações/Apelidos | CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290                                                                                    |
| Espécie              | Camundongo                                                                                                                        |
| ID do Gene           | 16407                                                                                                                             |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 191-385 do CD103 de camundongo (NP_032425.2) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                            |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada  | Camundongo                                                                                                                        |
| SWISS                | Q60677                                                                                                                            |
| Peso da Proteína     | 129kDa                                                                                                                            |
| Transporte           | Saco de gelo                                                                                                                      |