

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd105 Para Wb, Elisa - Q63961

Número do item: CM0022507

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho detecta especificamente o CD105 (Endogлина, S-endogлина) de camundongo. Validado para Western blot (WB) e ELISA, ele atua sobre um correceptor na sinalização TGF-beta/BMP e um regulador chave da angiogênese, sendo adequado para pesquisa em biologia vascular, câncer e desenvolvimento biológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD105 Rabbit pAb
Observações/Alias	Endo; CD105; S-endogлина
Espécie	Camundongo
ID do Gene	13805
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-581 da CD105 de camundongo (NP_031958.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q63961
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Bolsa de gelo