

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd105/Endogлина Para Elisa, Wb, Fc - P17813

Número do item: CM0011081



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD105/Endogлина humana, validado para ELISA, WB, FC. Alvo do regulador da angiogênese; reage especificamente com a endogлина humana, um corregulador de TGF-beta. Ideal para biologia vascular e pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD105/Endogлина
Observações/Alias	END; HHT1; ORW1
Espécie	Humana
GeneID	2022
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-337 da CD105/Endogлина humana (NP_001108225.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	ELISA, WB, FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P17813
Peso da Proteína	67kDa/70kDa
Envio	Bolsa de gelo