

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd105/Endoglina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17813

Número do item: CM0002126



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-CD105/Endoglina validado para detecção de endoglina humana em WB, IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisa sobre angiogênese, sinalização TGF-beta e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD105/Endoglina Coelho mAb
Observações/Alias	END; HHT1; ORW1; CD105/Endoglina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2022
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da CD105/Endoglina humana (P17813).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17813
Peso da Proteína	71kDa
Transporte	Saco de gelo