

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd105/Endoglin Para Wb, Fc, Elisa - Q63961

Número do item: CM0006319

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra CD105/Endoglin de camundongo, validado para WB, FC e ELISA. Ideal para pesquisas sobre angiogênese, estudos de biologia vascular e análise da via de sinalização do TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD105/Endoglin
Observações/Alcunha	Endo; CD105; S-endoglin
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	2022
GeneID	13805
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-581 de CD105 de camundongo (NP_031958.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q63961
Peso da proteína	70 kDa
Envio	Gelo reutilizável