


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd105/Endoglina Para Wb E Elisa - P17813

Número do item: CM0029082



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD105/Endoglina humana, validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa em angiogênese e estudos com células endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD105/Endoglina pAb de Coelho
Observações/Apelido	END; HHT1; ORW1; CD105/Endoglina
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2022
ID do Gene	2022
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-337 da CD105/Endoglina humana (NP_001108225.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P17813
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de gelo