

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd107B (Lamp2) Para Wb, Elisa - P17047

Número do item: CM0023783



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CD107b (LAMP2) de camundongo em ~46 kDa. Validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa sobre biogênese lisossômica, autofagia e vias de autofagia mediada por chaperona.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD107b Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Mac3, LGP-B, CD107b, Lamp-2, Lamp II, Lamp-2a, Lamp-2b, Lamp-2c
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3920
ID do Gene	16784
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-189 de CD107b de camundongo (NP_001017959.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P17047
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo