


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd109 Para Wb, Elisa - Q6Yhk3

Número do item: CM0007329



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo o CD109 humano, uma proteína de membrana celular ancorada por GPI, para Western blot e ELISA. Adequado para investigar a modulação da sinalização de TGF-beta em queratinócitos, células endoteliais e plaquetas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD109 Rabbit mAb
Observações/Alias	CD109; CPAMD7; p180; r150; antígeno CD109
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1024
GeneID	135228
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 223-462 do CD109 humano. (NP_598000.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6YHK3
Peso da Proteína	74kDa/152kDa/159kDa/161kDa
Envio	Bolsa de gelo