

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd10/Mme Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08473

Número do item: CM0004558



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD10/MME (Neprilisina) humana. Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Adequado para estudos de degradação de neuropeptídeos, inativação de peptídeos cardiovasculares e pesquisa de antígenos tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD10/MME Rabbit mAb
Observações/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	4311
GeneID	4311
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-750 da CD10/MME humana (NP_000893.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P08473
Peso da Proteína	86kDa
Transporte	Bolsa de gelo