

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd10/Mme Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08473

Número do item: CM0029566



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD10/MME humano (CALLA, Neprilisina) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisas sobre câncer, neurodegeneração e hormônios peptídicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD10/MME pAb de Coelho
Observações/Apelido	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4311
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-352 do CD10/MME humano (NP_000893.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08473
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco de gelo